

주사기
(NS-50 외 50건)

제품 구성 및 주의사항

작성	검토	승인

- **구성품**

외통, 밀대, 흡자, 클립(50cc 만 해당), 앞마개, 배출 유닛, 밀대캡(분리형만 해당)

- **주의사항**

1) 경고

: 본 제품은 1회용이므로 사용 후 폐기하여야 하며, 재멸균하여 재사용을 금한다.

2) 일반적 주의

: 본 제품은 의료기기이며, 사용목적 및 사용방법, 주의사항을 숙지하고 사용한다.

3) 사용상의 주의

- ① 본 제품은 일회용 의료기기이므로 재사용을 금한다.
- ② 유효기간이 경과된 제품의 사용을 금한다.
- ③ 사용 전 포장의 손상 및 이물질 발견 시 사용을 금한다.
- ④ 사용 직전에 개봉하고 개봉 후 바로 사용한다.